

## 無料お試しのご利用案内

この度は、歩行解析デバイスAYUMI EYE、AYUMI EYE medicalの無料お試しをお申込みいただき、誠に有難うございます。ご利用にあたって、本案内をはじめにご一読ください。本案内は、お試しのご利用が終わるまで大切に保管してください。

ご利用いただく無料お試しアカウントを正式契約（正規サービス）として、ご利用いただくことも可能です。  
ご希望の際は、弊社営業担当または代理店様にお問い合わせください。

### 1. 製品内容をご確認ください


 歩行解析デバイスAYUMI EYE / medical（説明書等同封）

### 2. セットアップを行います

 **App Store**よりAYUMI EYE / medicalアプリケーションをダウンロードしてください（※）  
ログインID・パスワード（お申込みの方にお渡しします）を参照し、ログインしてください。  
アカウント紛失等の際は弊社までご連絡ください。

### 3. 測定環境を準備します

 歩行測定には、6～10m+予備路を使用します。  
下記、※1を参照の上、測定環境を準備します。



早速AYUMI EYEをお試しください

### 4. お試し終了後、デバイスをご返却ください

 デバイスの返却方法は、右の表を参照いただきご返却の手配をお願いいたします。

### 5. 営業担当よりご連絡をさせていただきます

 お試しご依頼の際に対応した担当より、ご連絡を申し上げます。  
ご意見・ご検討状況等、お聞かせください。  
※本サービスは、申込書受領後3営業日で利用可能です。

困ったときは…

#### お問い合わせ

ご不明な点がございましたら、電話・メールWeb窓口よりお問い合わせください。

電話 : 03-5447-5470  
メール : ayumi\_s@waseda-e-life.co.jp  
Webサイト : <https://ayumieye.com/>  
画面下の「お問い合わせフォーム」

Webサイトへは、QRコードからもアクセスできます。



いつまで使えるの？

#### お試し期間について

本無料お試しは、約2週間程度ご利用いただけます。

※お試し期間の延長等につきましては、営業担当までお問い合わせください。

#### デバイスの返却方法

デモ機の返却時は、弊社まで**着払い**にてご郵送ください。

※本書とお貸出し製品をデバイス発送時の箱にてご返送ください。

#### ● 注意事項

貸出機を破損、紛失した場合、相当額を請求させていただきます。